

Uchwyt na sztućce

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 15:47 - Poprawiony czwartek, 09 grudnia 2010 22:33



Jest wiele przedmiotów zaprojektowanych z myślą o ułatwianiu niepełnosprawnym wykonywania takich czynności jak jedzenie i picie. Tak samo jak w przypadku innych urządzeń łatwo można dostosować zwykłe sztućce do naszych potrzeb.

Osoby nie mogące chwytać powinny mieć sztućce z grubym i dużym trzonkiem, takim jak ma uchwyt na sztućce firmy SWERECO.

Konstrukcja: lekka, mocna, estetyczna, wykonana z dobrego jakościowo plastiku.

Uniwersalność:

- Uchwyt na sztućce firmy SWERECO nadaje się do wszystkich sztućców (małych i dużych), np.: widelców, łyżek, łyżeczek itd.
- Pasuje zarówno do prawej, jak i do lewej ręki.
- Jeśli mamy zbyt słabe dłonie, aby utrzymać sztuciec zamontowany w uchwycie, można przywiązać uchwyt ze sztućcem bezpośrednio do ręki.

Montaż sztućca:

- Sztuciec jest mocowany za pomocą motylkowej nakrętki.
- Sztuciec może być umieszczany pod różnym kątem.

Czyszczenie: ręcznie pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Kolor: biały.

Uchwyt na sztućce

Dodany przez Kasia

niedziela, 31 października 2010 15:47 - Poprawiony czwartek, 09 grudnia 2010 22:33

ZASTOSOWANIE:

- Przydatny dla osób np. z chorobą Parkinsona, reumatyzmem, niedowładem kończyn górnych
- ułatwia spożywanie posiłków i usamodzielnia w czynności jedzenia.

Źródło: www.euromedical.pl

{jcomments on}